Микро-ГРАМ-НИЦФ по методу Грама

Product Categories: По Граму
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/po-gramu/mikro-gram-nicf-po-metodu-grama/

Product Summary

Кат.№HOMVL Микро-ГРАМ-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама
Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора.
50/100/1000 анализов

Product Description

Микро-ГРАМ-НИЦФ
набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама
Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора.
СОСТАВ набора:
50 анализов
Генциановый фиолетовый*.....1 фл./50 мл
Фуксин основной*.....1 фл./5 мл
Раствор Люголя .....1 фл./50 мл
100 анализов
Генциановый фиолетовый* 1 фл./100 мл
Фуксин основной*.....1 фл./10 мл
Раствор Люголя .....1 фл./100 мл
1000 анализов
Генциановый фиолетовый*.....1 фл./1000 мл
Фуксин основной*.....1 фл./100 мл
Раствор Люголя .....1 фл./1000 мл
*1% спиртовый раствор