UrineRS A10, HTI, США Тест-полоски для анализаторов мочи Clinitek Advantus*, Status*, 50, 100, 200, 500*, Teco Uritek TC-101, TC-151, TC-701, TC-720, Roki Express



Product Categories: Мочевые тест-полоски
Product Page: http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/reflektometriya-issledovanie-mochi/mochevye-test-poloski-reflektometriya-issledovanie-mochi/uriners-a10-hti-ssha-test-poloski-dlya-analizatorov-mochi-clinitek-advantus-status-50-100-200-500-teco-uritek-tc-101-tc-151-tc-701-tc-720-roki-express-vnimanie-pered-vyborom-test-pol/

Product Summary

Кат.№МТПVL UrineRS A10, HTI, США.
Тест-полоски для анализаторов мочи Clinitek Advantus*, Status*, 50, 100, 200, 500*, Teco Uritek TC-101, TC-151, TC-701, TC-720, Roki Express
Внимание! Перед выбором тест-полосок обратите внимание на версию ПО моделей анализаторов, отмеченных звездочкой (*) и имеющихся в распоряжении лаборатории. Для анализаторов мочи Clinitek Status (версии ПО 1,9 и выше), Clinitek 500 и Clinitek Advantus (версии ПО 2,0 и выше) должны использоваться исключительно тест-полоски UrineRS E10.]
Комплектация: 100 шт./уп

Product Description

UrineRS A10, HTI, США
Тест-полоски для анализаторов мочи Clinitek Advantus*, Status*, 50, 100, 200, 500*, Teco Uritek TC-101, TC-151, TC-701, TC-720, Roki Express
10 параметров:
- биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген);
- клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты);
- физико-химические показатели (pH, удельный вес).
Комплектация: 100 шт./уп
Хранение: полоски следует хранить в сухом месте, при 15-30°C, не хранить в холодильнике и избегать попадания прямых солнечных лучей.